

Кроличья Поликлональная Антитело Против Egr4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q05215

Артикул: CM0018933

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против Egr4 (также известного как NGFIC, pAT133), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах мыши. Идеально подходит для исследований Egr4-опосредованного митогенеза и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Egr4 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	NGFIC; NGF1-C; NGFI-C; pAT133; Egr4
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	1961
ID гена	13656
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-367 мышиного Egr4 (NP_065621.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q05215
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	Сумка со льдом