


Моноклональное Антитело Против Ehd1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9H4M9

Артикул: CM0008639



введение

Кроличье моноклональное антитело против EHD1, валидированное для WB, IHC-P, ИФА. Реагирует с EHD1 человека, мыши и крысы (61 кДа). Идеально подходит для исследований мембранного трафика, биогенеза ресничек и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против EHD1
Примечания/Алиасы	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10938
ID гена	10938
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 EHD1 человека (Q9H4M9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4M9
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодовая упаковка