

Антитело Кролика Поликлональное Против Ehd2 Для Wb, Elisa - Q9Nzn4

Артикул: CM0015419

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого EHD2 (PAST2), белка, содержащего EH-домен. Валидировано для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования по мембранному транспорту и регуляции кавеол.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EHD2 Rabbit p.k.Ab
Примечания/Псевдоним	PAST2; EHD2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	30846
ID гена	30846
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 244-543 человеческого EHD2 (NP_055416.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZN4
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом