

Поликлональное Антитело Против Ehf Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - Q9Nzc4

Артикул: CM0027267

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ENF, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Детектирует человеческий и мышиный ENF; рекомбинантный иммуноген, содержащий аминокислоты 1-113. Подходит для исследований эпителиальной дифференцировки и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENF Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ESE3; ESEJ; ESE3B; ENF
Вид	Человек
ID гена	26298 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого ENF (NP_036285.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NZC4
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом