

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ehf Для Wb, Elisa - Q9Nzc4

Артикул: CM0005406

введение

Кроличыи моноклональные антитела против EHF для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают гомологичный фактор ETS человека (ETS homologous factor), ядерный фактор транскрипции, играющий ключевую роль в дифференцировке эпителиальных клеток и подавлении опухолей. Полезны для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи mAb против EHF
Примечания/Псевдоним	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Вид	Человек
GeneID (человек)	26298
GeneID	26298
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого EHF (NP_036285.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZC4
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом