

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ehf Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nzc4

Артикул: CM0016615

введение

Кроличьи поликлональные антитела к гомологичному фактору ETS человека (EHF), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Подходят для изучения эпителиальной дифференцировки, регуляции транскрипции и механизмов подавления опухолевого роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EHF кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF
Вид	Человек
ID гена (человек)	26298
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-113 человеческого EHF (NP_036285.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NZC4
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Хладоэлемент