

Моноклональное Антитело К Ehhadh Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08426

Артикул: CM0010062

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому EHHADH (пероксисомной бифункциональной ферменту). Проверено для WB, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EHHADH кроличье mAb
Примечания/Алиасы	LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE
Вид	Человек
ID гена (человек)	1962
ID гена	1962
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 110-284 человеческого EHHADH (NP_001957.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08426
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Холодовой пакет