

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ehhadh Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q08426

Артикул: CM0030848

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против EHHADH (пероксисомального бифункционального фермента), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает EHHADH человека, мыши и крысы (~79 кДа), ключевой фермент пероксисомального бета-окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EHHADH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LBP, ECHD, LBFP, MFE1, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
Вид	Человек
GeneID (человек)	1962
GeneID	1962
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 444-723 человеческого EHHADH (NP_001957.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08426
Молекулярный вес белка	79kDa
Доставка	В ледяном пакете