

Поликлональное Антитело Против Ehmt1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H9B1

Артикул: CM0028280



введение

Кроличье поликлональное антитело против EHMT1 (GLP), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует EHMT1 человека, мыши и крысы (~141 кДа). Подходит для исследований в области биологии хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EHMT1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUNHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
Вид	Человек
Gene ID (Human)	79813
Gene ID	79813
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 белка EHMT1 человека (NP_079033.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9B1
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом