

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ei24 Для Wb, Elisa - O14681

Артикул: CM0022056

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий EI24 (EPG4/PIG8), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения путей апоптоза и аутофагии, опосредованных p53.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EI24 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EPG4; PIG8; TP53I8; EI24
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9538
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 240–340 человеческого EI24 (NP_004870.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O14681
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом