


Поликлональные Антитела Против Eif1Ax Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P47813

Артикул: CM0027169



введение

Кроличьи поликлональные антитела против EIF1AX (P47813), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный eIF1AX, компонент пре-инициационного комплекса 43S, необходимый для инициации трансляции. Идеальны для механистических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	EIF1AX Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1964
GeneID	1964
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-144 человеческого EIF1AX (NP_001403.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P47813
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом