

Кроличья Поликлональная Антитело Против Eif1Ay Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O14602

Артикул: CM0025448

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого EIF1AY (eIF-4C). Валидировано для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу, подходит для исследований инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF1AY кролика pAb
Примечания/Псевдоним	eIF-4C; EIF1AY
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9086
GeneID	9086
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-144 человеческого EIF1AY (NP_004672.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14602
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент