

Кроличья Моноклональная Антитела Против Eif2A Для ВБ, Иф/Икк, Игх-П, Ифа - P05198

Артикул: CM0007401



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против eIF2 α , валидированная для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Изучайте функцию субъединицы 1 эукариотического фактора инициации трансляции 2 в ответе на стресс и синтезе белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF2 α Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2 α
Вид	Человек
GeneID (человек)	1965
GeneID	1965
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-315 человеческого eIF2 α (NP_004085.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05198
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет