


Моноклональное Антитело Кролика К Eif2A Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9By44

Артикул: CM0010606



введение

Моноклональное антитело кролика против эукариотического фактора инициации трансляции 2A (eIF2A), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознаёт белок человека, мыши и крысы. Подходит для исследований трансляции. Молекулярная масса 65 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF2A Rabbit mAb
Примечания/синонимы	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Вид	Человек
GeneID	83939
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого eIF2A (Q9BY44)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BY44
Молекулярная масса белка	65 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом