


Кроличье Поликлональное Антитело Против Eif2A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9By44

Артикул: CM0020240



введение

Кроличье поликлональное антитело против eIF2A от CamelBio валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и мышиным белком. Поддерживает исследования инициации трансляции и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к eIF2A
Примечания/Альтернативные названия	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	83939
GeneID	83939
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF2A (NP_114414.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BY44
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В сумке-холодпакете