

Кроличья Поликлональная Антитела Против Eif2A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P05198

Артикул: CM0015227



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого eIF2 α (эукариотический фактор инициации трансляции 2, субъединица альфа). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения инициации трансляции, интегрированного стрессового ответа и митохондриальной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против eIF2 α
Примечания / Альтернативные названия	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2 α
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1965
GeneID	1965
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого eIF2 α (NP_004085.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05198
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом