

Поликлональные Антитела Против Eif2Ak1 Для Вб, Игк-П, Ифа — Q9Bqi3

Артикул: CM0016582

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому EIF2AK1 (HRI), валидированные для ВБ, ИГК-П, ИФА; перекрестно реагируют с крысиным белком. Подходят для исследования интегрированного стрессового ответа, дефицита гема и митогафии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF2AK1 Rabbit pAb
Примечания/аллиасы	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
Вид	Человек
ID гена	27102
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 337 по 586 человеческого EIF2AK1 (NP_055228.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BQI3
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет