

Кроличий Моноклональный Антитело Против Eif2Ak1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bqi3

Артикул: CM0007031

введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого EIF2AK1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на гем-регулируемую ингибиторную киназу, участвующую в реакциях на стресс, синтезе гемоглобина и митохондриальной дисфункции. Подходит для исследований и разработки наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] EIF2AK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [Валидировано KD] EIF2AK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27102
ID гена	27102
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 337-586 человеческого EIF2AK1 (NP_055228.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BQI3
Молекулярная масса белка	71кДа
Доставка	С ледяным пакетом