

Рекомбинантное Моноклональное Кроличье Антитело Против Eif2B Epsilon (Eif2B5) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q13144

Артикул: CM0010409



введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий eIF2B epsilon (EIF2B5), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Незаменимо для изучения инициации трансляции и стрессовых ответов. UniProt Q13144.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против eIF2B epsilon (EIF2B5)
Примечания/синонимы	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8893
Идентификатор гена	8893
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF2B epsilon (EIF2B5) (Q13144)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13144
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом