

Кроличья Поликлональная Антитело Против Eif2B Эпсилон (Eif2B5) Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — Q13144

Артикул: CM0017839



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого eIF2B эпсилон (EIF2B5). Подходит для WB, IF/ICC, IP, ELISA; перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Необходимо для изучения инициации трансляции и функции комплекса eIF2B.

[Узнать больше](#)

Название продукта	eIF2B эпсилон (EIF2B5) Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B эпсилон (EIF2B5)
Вид	Человек
ID гена (человек)	8893
ID гена	8893
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 442-721 человеческого eIF2B эпсилон (EIF2B5) (NP_003898.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13144
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	С ледяным пакетом