

Поликлональные Антитела Против Eif2B1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ик, Ифа — Q14232

Артикул: CM0029132



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EIF2B1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для изучения регуляции трансляции, функции комплекса eIF2B и исследований лейкодистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF2B1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1967
ID гена	1967
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–305 человеческого EIF2B1 (NP_001405.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q14232
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладозлемент