

Кроличья Поликлональная Антитело Против Eif2B3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Nr50

Артикул: CM0017255



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на EIF2B3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознает гамма-субъединицу eIF2B, критически важную для инициации трансляции и клеточного ответа на стресс. Идеально для исследований трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против EIF2B3
Примечания/Альтернативные названия	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
Вид	Человек
GeneID (человек)	8891
GeneID	8891
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 белка EIF2B3 человека (NP_065098.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR50
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В пакете со льдом