


Кроличья Поликлональная Антитела Против Eif2B4 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9UI10

Артикул: CM0022835



введение

Кроличья поликлональные антитела против EIF2B4 (Q9UI10), валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально подходят для исследования функции и регуляции комплекса фактора инициации трансляции eIF2B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против EIF2B4
Примечания/Альтернативные названия	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8890
GeneID	8890
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-100 белка EIF2B4 человека (Q9UI10)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI10
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом