

Моноклональное Антитело Против Eif2C3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H9G7

Артикул: CM0003690



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого eIF2C3 (Argonaute-3), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Предназначено для исследований в области РНК-интерференции и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF2C3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	192669
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 721-860 человеческого eIF2C3 (Q9H9G7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн1 блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9G7
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом