


Кроличыи Поликлональные Антитела К Eif2S2 Для Wb, Elisa - P20042

Артикул: CM0024377



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку EIF2S2 (eIF2-бета) человека, подходящие для вестерн-блоттинга и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Надежный инструмент для исследования механизмов инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к EIF2S2
Примечания/Синонимы	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2
Вид	Человек
GeneID	8894
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 EIF2S2 человека (NP_003899.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20042
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом