


Анти-Eif2S3 Поликлональные Кролины Антитела Для Wb, IHC-P, Elisa - P41091

Артикул: CM0025198



введение

Поликлональные кролины антитела, направленные против человеческого EIF2S3 (eIF2γ), валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Демонстрируют перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения регуляции трансляции и функции eIF2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF2S3 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1968
ID гена	1968
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого EIF2S3 (NP_001406.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41091
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом