


Поликлональное Антитело Против Eif3A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q14152

Артикул: CM0018467



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок EIF3A, субъединицу комплекса eIF3, критически важного для инициации трансляции. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований синтеза белка, пролиферации клеток и вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8661
GeneID	8661
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого белка EIF3A (NP_003741.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14152
Молекулярная масса белка	167 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом