

Поликлональное Антитело Против Eif3В Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P55884

Артикул: CM0017776



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому eIF3B, субъединице комплекса фактора инициации трансляции eIF-3. Подходит для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными образцами. Предсказанная молекулярная масса ~93 кДа. Идеально подходит для исследований трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF3B кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	PRT1, EIF3S9, EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, eIF3B
Вид	Человек
GeneID (человек)	8662
GeneID	8662
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 100-350 человеческого eIF3B (NP_003742.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55884
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами