

Кроличье Моноклональное Антитело Против Eif3B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P55884

Артикул: CM0012480



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого eIF3B, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований инициации трансляции и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF3B Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8662
GeneID	8662
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-200 человеческого eIF3B (NP_003742.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55884
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом