


Поликлональное Антитело Против Eif3C Для ВБ, Иг-П, Иф/Икк, Ифа — Q99613

Артикул: CM0030991



введение

Кроличье поликлональное антитело к EIF3C, валидированное для ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный EIF3C (eIF3-p110) — основную субъединицу комплекса инициации трансляции eIF-3. Идеально подходит для исследований синтеза белка и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3C кроличье пАб
Примечания/синонимы	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
Вид	Человек
ID гена (человек)	8663
ID гена	8663
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 694–913 человеческого EIF3C (NP_003743.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99613
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Холодильный пакет