


Анти-Eif3D Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O15371

Артикул: CM0025185



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого EIF3D (eIF3-zeta). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для изучения инициации трансляции, пролиферации клеток и взаимодействий «хозяин-вирус».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3D кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8664
ID гена	8664
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15371
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом