


Моноклональное Антитело Против Eif3E Для Вб, Игг-П, Ифа — P60228

Артикул: CM0009258



введение

Кроличье моноклональное антитело против eIF3e (EIF3S6/INT6) для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Валидировано для анализа проб человека, мыши и крысы. Подходит для изучения инициации трансляции и NMD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF3e кроличье МАб
Примечания/Альтернативные названия	INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3646
ID гена	3646
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 210-350 человеческого eIF3e (P60228)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60228
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода