


Анти-Eif3E Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P60228

Артикул: CM0026553



введение

CamelBio предлагает высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против eIF3e (INT6, EIF3S6). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши; это антитело поддерживает исследования инициации трансляции белка и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF3e кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3646
ID гена	3646
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-445 человеческого eIF3e (NP_001559.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P60228
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом