


Поликлональное Антитело Anti-Eif3J Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - O75822

Артикул: CM0030390



введение

Кроличье pAb к EIF3J (O75822) — это поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований инициации трансляции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к EIF3J
Примечания/Альтернативные названия	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8669
ID гена	8669
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-258 белка EIF3J человека (NP_003749.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75822
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом