


Кроличья Поликлональная Антитело Против Eif3K Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Ubq5

Артикул: CM0025506



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против EIF3K, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения инициации трансляции и синтеза белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3K Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
Вид	Человек
GeneID (человек)	27335
GeneID	27335
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–218 человеческого EIF3K (NP_037366.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBQ5
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом