


Поликлональная Кроличья Антитело Против Eif3L Для Wb, IHC-P, Ифа - Q9Y262

Артикул: CM0028040



введение

Поликлональная кроличья антитело против EIF3L, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Компонент комплекса инициации трансляции eIF-3, участвует в синтезе белка и пролиферации клеток. Идеально подходит для исследований и использования в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3L кроличья поликлональная антитело
Примечания / Алиасы	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
Вид	Человек
GeneID (человек)	51386
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-230 человеческого EIF3L (NP_057175.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y262
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	В холодильном пакете со льдом