

Кроличья Поликлональная Антитело Против Eif4A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P60842 / Q14240 / P38919

Артикул: CM0020964



введение

Кроличья поликлональная антитело против eIF4A для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает eIF4A (P60842/Q14240/P38919) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований инициации трансляции и РНК-хеликаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4A Rabbit pAb
Вид	Человек
ID гена	1973/1974/9775
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF4A (NP_001407.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Доставка	Сумка-холодозлемент