

Поликлональные Антитела Против Eif4A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P60842

Артикул: CM0028795



введение

Кроличьи pAb к eIF4A1, валидированные для WB, IF/ICC, IP, ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения инициации трансляции и функции РНК-хеликазы в исследованиях и диагностике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Вид	Человек
ID гена	1973 (человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF4A1 (NP_001407.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60842
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	В ледяном пакете