

Моноклональное Антитело Против Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - P60842/Q14240/P38919

Артикул: CM0007538



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческие белки EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Идеально подходит для изучения инициации трансляции и функции РНК-хеликаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Примечания/Альтернативные названия	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческих белков EIF4A1, EIF4A2 и EIF4A3
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом