


Поликлональное Антитело Anti-Eif4A2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14240

Артикул: CM0025036



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против EIF4A2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения инициации трансляции и активности РНК-хеликаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против EIF4A2
Примечания/Альтернативные названия	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1974
GeneID	1974
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 белка EIF4A2 человека (NP_001958.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q14240
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом