

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Eif4A3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P38919

Артикул: CM0005751



### введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против eIF4A3 для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦК и ИФА. Распознают белок eIF4A3 человека, мыши и крысы (P38919). Идеальны для изучения сплайсинга и динамики EJC.

[Узнать больше](#)

| Параметр               | Значение                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта      | Кроличыи МАб против eIF4A3                                                                                                      |
| Примечания/Псевдонимы  | Fal1; RCP5; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3                                                |
| Вид                    | Человек                                                                                                                         |
| ID гена                | 9775 (Человек)                                                                                                                  |
| Иммуноген              | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-125 человеческого eIF4A3 (P38919) |
| Источник               | Кролик                                                                                                                          |
| Категория              | Моноклональные антитела                                                                                                         |
| Применение             | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Кросс-реактивность     | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                  | P38919                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка | 47кДа                                                                                                                           |
| Доставка               | Сумка-холодильник                                                                                                               |