

Анти-Eif4A3 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P38919

Артикул: CM0025711



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого eIF4A3 (DDX48/NMP265), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения сплайсинга мРНК, сборки EJC и бессмысленно-опосредованного распада.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4A3 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9775
GeneID	9775
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого eIF4A3 (NP_055555.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38919
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом