


Поликлональные Антитела Против Eif4B Для Wb, If/Icc, Elisa - P23588

Артикул: CM0017067



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого EIF4B, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают EIF4B человека, мыши и крысы; подходят для изучения инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF4B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1975
GeneID	1975
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 352-611 человеческого EIF4B (NP_001408.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23588
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом