


Поликлональные Антитела Против Eif4B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ип И Ифа - P23588

Артикул: CM0026672



введение

Кроличы pAb к EIF4B — это поликлональные антитела, нацеленные на эукариотический фактор инициации трансляции 4В человека и мыши. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИП и ИФА; поддерживают исследования биосинтеза белка и механизмов трансляционного контроля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF4B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1975
ID гена	1975
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 352-611 человеческого EIF4B (NP_001408.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P23588
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом