

Поликлональное Антитело Anti-Eif4E Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P06730

Артикул: CM0013290



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого eIF4E, валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Распознает фактор инициации трансляции с молекулярной массой 25 кДа, участвующий в связывании кэпа мРНК, ядерном экспорте и контроле трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4E Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1977
ID гена	1977
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-217 человеческого eIF4E (NP_001959.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06730
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом