

Кроличье Моноклональное Антитело Против Eif4E [Kd Validated] Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Артикул: CM0009466



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого eIF4E, валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным, крысиным, обезьяньим белком. Идеально для исследований инициации трансляции и экспорта мРНК - P06730.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] eIF4E Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1
Вид	Человек
ID гена	1977
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого eIF4E (NP_001959.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P06730
Молекулярная масса белка	25кДа/27кДа/29кДа
Доставка	Сумка-холодильник