

Поликлональные Антитела К Eif4E2 Для Вестерн-Блота - O60573

Артикул: CM0024764



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий EIF4E2 (4EHP), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают человеческий, мышинный и крысиный белок. Ключевой репрессор трансляции, участвующий в опосредованном микроРНК сайленсинге и ответе на вирусную инфекцию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF4E2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9470
ID гена	9470
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 1-240 человеческого EIF4E2 (NP_004837.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60573
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет