


Моноклональное Антитело Против Eif4Ebp1 (4E-Bp1) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q13541

Артикул: CM0004293



введение

Кроличье моноклональное антитело против eIF4EBP1 (4E-BP1, PHAS-I), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Подходит для исследований на человеке, мышах, крысах в области регуляции трансляции, сигналинга mTOR и онкологических исследований. Uniprot: Q13541.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] eIF4EBP1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1978
ID гена	1978
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 20-118 белка eIF4EBP1 человека (NP_004086.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуофлуоресценция/Иммуоцитохимия (ИФ/ИЦХ), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом