


Поликлональные Антитела Против Eif4Ebp1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Артикул: CM0013131



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого eIF4EBP1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4EBP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Вид	Человек
ID гена	1978
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-118 человеческого eIF4EBP1 (NP_004086.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13541
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом