


Моноклональное Кроличье Антитело Против Eif4Ebp1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13541

Артикул: CM0007479



введение

Высокоспецифичное моноклональное кроличье антитело против eIF4EBP1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA; выявляет человеческий eIF4EBP1 (13 кДа) для исследований регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано с помощью KD] кроличье моноклональное антитело к eIF4EBP1
Примечания/синонимы	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [Валидировано с помощью KD] eIF4EBP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1978
GeneID	1978
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13541
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом